



Kolagen FORTE + Kyselina hyaluronová

Výrobce: RosenPharma a.s.

Kolagen Forte - hydrolyzovaná, vysoce účinná forma čistého kolagenu v tabletě. Doplněk stravy.

Balení

120 tablet Kolagenu FORTE, 60 tablet s kyselinou hyaluronovou (HA)

Hmotnost celého balení

165 g

Dávkování

Běžné užívání

2 tablety denně

Intenzivní kúra

6 tablet denně v oddělených dávkách.

Energetická hodnota tablety

6 kcal

Složení

Složení v 1 tabletě

Aktivní látky:

- hydrolyzovaný kolagen 1000 mg**
- kyselina hyaluronová (sodná sůl kyseliny hyaluronové) 50 mg**
- selen 50 µg (*45%)

*Referenční hodnota příjmu (% RHP)

**Referenční hodnota příjmu není stanovena

Plnidla tablet kolagenu

- nejsou

Plnidla kyselina hyaluronová tablet

- celuloza
- hydrogenfosforečnan vápenatý
- kroskarmelosa

Tablety obsahují protispékové látky

- stearan hořečnatý
- oxid křemičitý
- hypromelosa, talek

Všechny kolagenové přípravky společnosti RosenPharma obsahují HYDROLYZOVANÝ KOLAGEN, označovaný také jako KOLAGENNÍ PEPTIDY. Pouze hydrolyzovaný kolagen se komfortně vstřebává a zajišťuje přirozený příjem kolagenu. Kolagen je základním stavebním prvkem pokožky, vlasů, nehtů, vaziv a kloubů.

Upozornění

- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Nepřekračujte doporučené dávkování.
- Přípravek neslouží jako náhrada pestré stravy.
- Uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě mimo sluneční záření.

Podrobné informace na hlavních stránkách [výrobce >>](#)



Kyselina hyaluronová: sérum na lift. ošetření

Výrobce: RosenPharma a.s.

Kyselina hyaluronová - sérum na liftingové ošetření a vyhlazení jemných obličejových vrásek.

Kyselina hyaluronová, nazývaná molekula mládí je přirozenou součástí pokožky. Díky schopnosti vázat vodu hydratuje pleť, redukuje vrásky, urychluje obnovu kůže. Podporuje novotvorbu kolagenu.

Balení

5 ampulí po 2 ml

Složení

Hyaluronic acid, aqua, alcohol

Použití

K hydrataci a regeneraci pleti, redukcí vrásek, zpevnění pokožky

Aplikace

Sérum možno aplikovat denně na jemné obličejové vrásky i dekolt. Po odličení sérum lehce vklepávejte na určené partie.

Po otevření spotřebujte do 48 hodin.

Upozornění

- Ampule otevírejte mimo úroveň obličeje
 - Ampuli otočte bílou tečkou k sobě.
 - Uchopte ampuli za spodní část do jedné ruky.
 - Horní část ampule uchopte druhou rukou do tamponu a odlomte směrem od tebe.
 - Kapku séra z ampule naneste na prst a aplikujte.
-

Varování

- Přípravek není určen pro děti.
- Ukládejte mimo dosah dětí.
- Ampule nejsou určeny pro injekční aplikaci.
- Sterilizováno

Podrobné informace na hlavních stránkách [výrobce >>](#)



HA gel 16ml

Výrobce: RosenPharma a.s.

Sterilizovaný gel z kyseliny hyaluronové v praktickém 16ml balení. Kyselina hyaluronová je nezbytná pro obnovu poškozené tkáně.

Složení

Aqua, Hyaluronic Acid, Alcohol (2%), Potassium Sorbate

Celková hmotnost balení

25g

Aplikace

dle potřeby nanášet na postižené místo několikrát denně.

Výhody HA gelu

- nemastí, chladí, lépe se vstřebává
- vysoká koncentrace kyseliny hyaluronové
- bez konzervantů a přídavných látek

- sterilizován
- praktické malé balení 16ml
- hliníková tuba zamezí zpětnému nasátí vzduchu a tím i oxidaci

Podrobné informace na hlavních stránkách [výrobce >>](#)
